

ZEISS EXTARO 300



De ZEISS Extaro 300 is het paradepaardje van ZEISS. De baanbrekende verbeterde visualisatie voor de tandheelkunde herdefinieert visualisatie, bediening en patiënt-communicatie in een prachtige microscoop. Dit is het eerste apparaat dat cariësdetectie-technologie combineert met optische vergroting. De fluorescentie-modus in de ZEISS EXTARO 300 bedoeld om het onderscheid te maken tussen natuurlijk hard tandweefsel en de meestgebruikte composietharsen in de tandheelkunde. Een on-onderbroken workflow wordt gegarandeerd omdat alle functies met één hand kunnen worden bediend. Een standaard 200-430 mm vario objectief maakt dit meesterwerk een "must have" voor iedere liefhebber.

Essential Package bevat de volgende configuratie:

- ▶ 0 -180 graden kantelbaar oculair
- ▶ TRI-LED verlichting
- ▶ 5 steps vergroting
- ▶ 220 - 450 mm variabel objectief
- ▶ Oranje / Groen filter
- ▶ PD instelling
- ▶ Spotlight (gemotoriseerd)
- ▶ Interne Full HD Camera

Vanaf €20.999,- ex. btw

Essential Package	Classic Plus Package	Premium Package	Installatie en afleverkosten	Diverse Opties
€ 20.999	€ 25.000	€ 30.000		
- Configuratie (zie hierboven)	Idem als Basic + - Augmented Visualization Kit = (voor toekomstig activeren filters) - Light Boost - Mora Interface met splitter	Idem als Basic+ - Augmented Visualization Kit = (voor toekomstig activeren filters) - Light Boost - Mora interface - HD Video (1080p) = inclusief network interface + ZEISS Connect iPad app	Wand / Plafond installatie: € 1.485,- Verrijdbaar: € 499,-	Drape Starter Kit € 499,- Asepsis caps starterskit € 550,-
€ 473	€ 564	€ 677		

Financial lease op basis van 60 maanden incl.btw & excl. installatie en afleverkosten
(BNP 20/02/20, bedragen kunnen iets afwijken bij wijzigen rente)