

# Zumax OMS 2350 **zumax**



De Zumax OMS 2350 is een perfecte dentale behandelmicroscop welke zich onderscheid door een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Ook de basis configuratie is zeer compleet en door het modulaire systeem is deze microscoop eenvoudig uit te breiden met vele opties. De kristalheldere (Duitse) optiek zorgt voor een grote scherpte-diepte en reëel kleurbeleving. De geïntegreerde LED verlichting in het microscoop- lichaam (kop) maakt het mogelijk zonder glasvezelkabel en koeling te werken waardoor de microscoop helemaal geruisloos is.

**Basic Package bevat de volgende configuratie:**

- ▶ 0 -180 graden kantelbaar oculair
- ▶ Geïntegreerde LED verlichting
- ▶ 6 steps vergroting
- ▶ 250 mm objectief
- ▶ Groen / Geel filter
- ▶ PD instelling
- ▶ Vloer / Plafond / Wandstatief
- ▶ Oculair 10\*

**Vanaf €10.250,- ex. btw**

Basic Package	Ergo EV	Regular EV	Pro EV	Installatie en afleverkosten
<b>€ 10.250</b>	<b>€ 13.800</b>	<b>€ 16.150</b>	<b>€ 16.950</b>	
Inhoud - Zie configuratie hierboven	Idem als Basic + 60 graden ergo tussen stuk (zonder deler)  Variabel objectief voor werkafstand van 19-31 cm.  12,5* oculair	Idem als Ergo + Deler op 60 graden ergostuk.  Roterende tussenring.  Smartphone 360 graden adapter voor foto / filmen.	Idem als Ergo + - Interne Full HD camera voor foto / filmen.  - Balanceersysteem voor perfecte balans microscoplichaam	Wand / Plafond installatie: € 1.285,-  Verrijdbaar: € 399,-
<b>€ 233</b>	<b>€ 313</b>	<b>€ 367</b>	<b>€ 385</b>	

Financial lease op basis van 60 maanden incl.btw & excl. installatie en afleverkosten  
(BNP 20/02/20, bedragen kunnen iets afwijken bij wijzigen rente)