

Zumax 2360 & 2380 **zumax**



Vanaf €16.750,- ex. btw

Financial lease op basis van 60 maanden incl. btw & excl. installatie en afleverkosten
(BNP 20/02/20, bedragen kunnen iets afwijken bij wijzigen rente)

De Zumax OMS 2360 en 2380 zijn de nieuwe paradepaardjes van Zumax. De perfecte dentale behandelmicroscoop welke zich onderscheid door een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. De basis configuratie is al bijna alles wat u zich kunt wensen en een paar opties maken deze microscoop tot een echt zwaargewicht binnen uw praktijk.

Basic Package bevat de volgende configuratie:

- ▶ 0 -180 graden kantelbaar oculair
- ▶ Geïntegreerde LED verlichting
- ▶ 6 stappen vergroting
- ▶ Intern Vario objectief van 200-450 mm
- ▶ Groen / Geel filter
- ▶ 60 graden ergo koppeling
- ▶ Balanceer systeem
- ▶ Oculair 12,5*

Deze microscopen worden standaard uitgerust met een 60 graden ergo tussenstuk en een roterende tussenring voor optimaal gebruiksgemak.

Basic 2360	Pro 2360	Basic 2380	Pro 2380	Installatie en afleverkosten
€ 16.750	€ 20.250	€ 19.250	€ 22.750	
Inhoud	Idem als Basic 2360	Idem als 2360 basic	dem als Basic 2380	Wand / Plafond installatie: € 1.485,-
- Zie configuratie hierboven	+ Full HD interne foto / video camera	+ Traploze zoom vergroting	+ Full HD interne foto / video camera	Verrijdbaar: € 499,-
€ 381	€ 460	€ 437	€ 513	