

Zumax 3200

zumax


Inclusief



Vanaf €32.699,- ex. btw

Financial lease op basis van 60 maanden incl.btw & excl.
installatie en afleverkosten
(BNP 20/02/20, bedragen kunnen iets afwijken bij wijzigen rente)

Deze Zumax 3200 met magneet-geremde koppelingen, elektronische in- en uitzoom mogelijkheden alsmede de elektronische fijn focus van 20-45 cm. maakt deze Zumax 3200 de droom van iedere behandelaar die graag veel werkzaamheden en behandelingen met de microscoop uitvoert. Zeer eenvoudig uit te breiden met camera systemen voor nog meer comfort en ook deze microscoop heeft als optie een filter voor cariës detectie en composiet

Premium Package bevat de volgende configuratie:

- ▶ 0 -180 graden kantelbaar oculair
- ▶ Geïntegreerde LED verlichting
- ▶ Gemotoriseerde Zoom
- ▶ Intern Vario objectief van 200-450 mm
- ▶ Free Mov Electromagnetic System
- ▶ 60 graden ergo koppeling
- ▶ Balanceer systeem -gemotoriseerd
- ▶ Multi functionele handles

Deze microscopen worden standaard uitgerust met een 60 graden ergo tussenstuk en een roterende tussenring voor optimaal gebruiksgemak.

Premium 3200	Pro 3200	All-in 3200	Installatie en afleverkosten
€ 32.699	€ 36.199	€ 39.299	
Inhoud	Idem als Basic premium	Idem als Pro	Wand / Plafond installatie: € 1.485,-
- Zie configuratie hierboven	+ Full HD interne foto / video camera	+ Speciaal Oculair voor 1,5 keer extra vergroting.	Verrijdbaar: € 499,-
€ 738	€ 817	€ 887	