

## Flexion CJ



Vanaf €18.900,- ex. btw

Financial lease op basis van 60 maanden incl. btw & excl. installatie en afleverkosten  
(BNP 20/02/20, bedragen kunnen iets afwijken bij wijzigen rente)

De Flexion van Carsten Jung is een nieuwe microscoop in de dentale markt en kenmerkt zich door een fraai ontworpen uiterlijk en met de filosofie "less is more"

Voorzien van de beste apo & Pan-apochromatische optiek en afgewerkt met de nieuwste coatings, mag deze microscoop gerust een A- microscoop genoemd worden. Het bijzondere van deze microscoop is dat hij eigenlijk maar in 1 uitvoering geleverd wordt, namelijk met alle denkbare opties.

**Standaard configuratie voor deze microscoop:**

- Binoculair 0-200 graden
- LED verlichting (geïntegreerd in kop)
- 30 graden ergo tube met splitter
- 5 steps vergroting
- HD (4K) Foto adapter
- Vario objectief 200-350 mm
- Rotatie ring
- Oculair 10\*

Standaard configuratie	Installatie en afleverkosten
<b>€ 18.900</b>	
Inhoud - Zie configuratie hierboven	Wand / Plafond installatie: € 1.385,-  Verrijdbaar: € 499,-
<b>€ 429</b>	